

. Electrophorèse capillaire HLA

Désignation	Référence	Conditionnement
Automate QIAxcel - HLA	108.100	1
Kit Electrophorèse capillaire ADN - 3000 tests	108.150	1
Logiciel BioCalculator avec clé	109.900	1
Logiciel Score version QIAxcel	109.910	1
Marqueur de taille de 50 bp à 2 kb - 100 µl	108.151	1
Marqueur d'Alignement 15 bp et 3 kb - 1,5 ml	108.152	1
Marqueur de Calibration d'intensité - 600 µl	108.153	1
Tampon de Dilution ADN - 15 ml	108.154	1
Tampon de Séparation - 40 ml	108.155	1
Tampon de Lavage - 40 ml	108.156	1
Huile Minérale - 50 ml	108.157	1
Support de cartouche	108.170	1
Réservoir pour tampon	108.171	1
Barrette de 12 tubes de 0,2 ml - 80	108.172	1
Barrette colorée de 12 tubes de 0,2 ml - 80	108.173	1
Recharge d'azote - par 6	108.160	1
Cartridge Purge Tool	108.161	1
Adjustable Regulator	108.162	1